

FACELAB2[©]

Une photo, un diagnostique,
sublimez votre programme de traitement

BIOMED

CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

www.biomedcorp.fr

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE



230, rue du Faubourg Saint Honoré — 75 008 Paris
www.biomedcorp.fr

Whatsapp // **06 38 68 84 32**
loktal75008@gmail.com

CERTIFIÉ
ISO
13485

CERTIFIÉ
CE
0123

FACELAB 2[©] : Théorie

Qu'est-ce que FACELAB 2[©] ?



Tâches UV

Rougeurs

Tâches brunes



La polarisation croisée et l'éclairage UV sont utilisés pour enregistrer et mesurer l'état de la peau en surface et sous la surface.

La photographie UV fournit l'ensemble de données le plus complet disponible pour l'évaluation et l'analyse des dommages causés par le soleil, y compris l'imagerie de fluorescence UV pour révéler les porphyrines, et sépare les signatures de couleur uniques des composants rouges et bruns de la peau pour une visualisation inégalée des conditions qui entraînent une concentration de couleur, comme les varicosités, l'hyperpigmentation, l'inflammation et d'autres conditions.




Application

FaceLab donne une nouvelle définition des soins de la peau. Le système d'analyse offre une expérience considérablement améliorée pour les consultations d'esthétique et de soins de la peau.

Il peut analyser :

01


Pigment Superficiel



Il peut observer la pigmentation sous-cutanée et l'uniformité de la couleur de la peau

02

Rides



La distribution des rides épidermiques peut être observée.

03

Pores




La distribution des pores peut être observée.

Application

04

Pigmentation
profonde



- Il peut observer la pigmentation UV, et la répartition des taches épidermiques superficielles

05


Acné



- Il peut observer la porphyrine et divers métabolites du follicule pileux.

06

Sensivité




- Il peut détecter la distribution de l'hémoglobine et du visage lésions inflammatoires du visage



Avantages

01

Exclusif : une qualité d'image de 26 million de pixels




Prise de vue ultra-nette

L'image est plus claire et le diagnostic est plus précis

02

Topographie 3D unique fonction de visualisation




Rendez les résultats de vos tests plus intuitifs

Avantages

03


Le contraste du miroir



- Entre les visages gauche et droit, vous pouvez facilement présenter l'effet de contraste avant et après le traitement, et ainsi que de vérifier l'asymétrie d'un visage.

04

La photo fantôme du visage



- Conserver plus précisément l'emplacement de la photo du client et garantir l'exactitude des données de diagnostic.

05

Système de positionnement multipoint

Facilite la capture d'images parfaitement enregistrées pour documenter les progrès réalisés au fil du temps. Le module de capture rotatif permet de capturer facilement des vues du visage à gauche, à droite et de face.



Spécifications



Modèle : V3.07 /2023

Nom de marque : BIOMED

Spécialité : Dermatologie, chirurgie esthétique et plastique,
OPH – ORL, médecine esthétique

Certificats :



Éléments	Spécifications techniques
Processeur	i5-9 génération et plus
Carte graphique	Carte graphique séparée du processeur
RAM	16G et plus
Disque dur	Solid state 240G+2T et plus
Résolution de l'écran	1440 x 2560
Ratio d'écran	16:9
Système d'exploitation	win10 recommandé
Qualité d'image	12 Megapixels
Source optique	RGB/UV/CCD
Taille de la machine	52,8 x 35 x 42 cm
Poid net	5,8 Kg
Puissance	110V~240V AC
Fréquence	50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Courant	3 A (rms)



Témoignages



«Face Lab a une fonction de stockage unique, qui permet d'enregistrer l'état de la peau de chaque client afin d'aider les médecins à effectuer une précise.»

—Howard Lee, MD

«Il n'est pas nécessaire d'expliquer beaucoup de choses au le patient, le patient peut directement voir ses problèmes de visage sur l'instrument, ce qui permet d'économiser du temps de consultation»

— Elizabeth Smith, MD



«Il possède des pixels ultra-haute définition, utilise la lumière polarisée, la lumière UV et la lumière RVB pour atteindre les différents niveaux de la peau, et voir les différents niveaux de problèmes de peau de manière plus intuitive. En particulier pour les problèmes de peau profonds qui sont invisibles à l'œil nu.»

— Antonio Montelongo, MD

Les fonctions

Redéfinissez

le traitement de votre peau.

Le système d'analyse de peau **FACELAB 2®** donne une nouvelle définition des soins de la peau. Le système d'analyse **FACELAB 2®** offre une expérience nettement améliorée pour les consultations d'esthétique et de soins de la peau. Le logiciel mis à jour permet une capture d'image plus rapide avec une classification automatique du type de peau, une détection affinée des caractéristiques du visage et plus encore.

Redéfinissez

le score de votre peau

L'analyse brevetée de comparaison des peaux utilise une très grande base de données de caractéristiques cutanées pour évaluer la peau de vos patients par rapport à d'autres personnes du même âge et du même type de peau.

Redéfinissez

l'âge de votre peau

Déterminez l'état général de la peau et l'âge de votre patient, fournissant une nouvelle mesure révolutionnaire pour guider la sélection des produits de soins de la peau et des options de traitement.

Redéfinissez

votre méthode

La bibliothèque de recommandations de produits **FACELAB 2®** basée sur le cloud vous permet d'ajouter facilement vos produits, traitements esthétiques et services à vos dossiers clients à partir du logiciel d'imagerie faciale. La ressource centralisée de la bibliothèque de produits est gérée directement par les fabricants.

Redéfinissez

votre type de peau

Détection automatique du type de peau du Patient pour **une photo, un diagnostic, sublimer votre programme de traitement.**



NOS FORMATIONS CONTINUES
SONT INDISPENSABLE
POUR UNE BONNE MAÎTRISE
DE NOTRE TECHNOLOGIE
UN WORKSHOP PAR MOIS
BIOMED AVEC VOUS



BIOMED ET LOKTAL EUROPE
organisent régulièrement des workshops de formation
(après achat ou pour initiation aux techniques
de radiofréquence)

RFFMA

Radiofréquence Fractionnée Micro Ablative

INDICATIONS

(workshop sur patient pour un direct de 3 à 5 heures)

- ✓ RAJEUNISSEMENT INTIME
- ✓ CICATRICES D'ACNÉ
- ✓ VERGETURES
- ✓ IMPERFECTIONS CUTANÉES
- ✓ POCES MALAIRES ET PALPÉBRALES
- ✓ BLÉPHAROPLASTIE NON CHIRURGICALE

+ D'INFOS ET INSCRIPTION SUR
WWW.BIOMEDCORP.FR

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE
www.biomedcorp.fr